

今週配布のカタログ【12月1回】掲載商品でのシーズン初登場(新物原料)の放射性検査結果(自主検査または外部機関検査)

部門	注文番号	商品名	生産者・メーカー名	放射性セシウム(Bq/kg)			検査方法、または外部検査機関名
				Cs-137	Cs-134	合計	

■今週お届けしている商品の最新の検査結果

注文番号	商品名	生産者・メーカー名	放射性セシウム(Bq/kg)			検査方法、または外部検査機関名
			Cs-137	Cs-134	合計	
農産	93/94	大和田さんのさつまいも	不検出 (0.50)	不検出 (0.50)	—	可食部 Ge半導体検出器 7200秒
	103/104	高柳さんのれんこん	3.24 (0.96)	不検出 (0.69)	3.24	可食部 Ge半導体検出器 3600秒
お米	502001	水海道のめぐみちゃん 白米	0.16 (0.11)	不検出 (0.13)	0.16	Ge半導体検出器 39600秒
	502002	水海道のめぐみちゃん 玄米	0.29 (0.13)	不検出 (0.13)	0.29	Ge半導体検出器 39600秒
	502031	やさとお米(コシヒカリ) 白米5kg	不検出 (0.13)	不検出 (0.12)	—	Ge半導体検出器 39600秒
	502032	やさとお米(コシヒカリ) 玄米 5kg	0.24 (0.13)	不検出 (0.13)	0.24	Ge半導体検出器 39600秒

■定期検査商品の最新の検査結果

	商品名	生産者・メーカー名	放射性セシウム(Bq/kg)			検査方法、または外部検査機関名
			Cs-137	Cs-134	合計	
週1回のサンプリング検査を実施しています。	八郷小粒納豆3連(タレ・カラシ付)	JAやさと	不検出 (3.4)	不検出 (4.6)	—	製品 Ge半導体検出器 7200秒
	飯泉さんの生しいたけ	なかのきのこ園	4.6 (4.5)	不検出 (4.2)	4.6	可食部 Ge半導体検出器 7200秒
菌茸類については定期検査を実施しています。掲載している検査結果は現時点での最新の結果です。	山田さんのしめじ	山田さん	不検出 (3.7)	不検出 (4.3)	—	可食部 Ge半導体検出器 7200秒
	安田さんのなめこ	安田さん	不検出 (4.3)	不検出 (4.3)	—	可食部 Ge半導体検出器 7200秒
	舞茸	村上さん	不検出 (4.8)	不検出 (3.9)	—	可食部 Ge半導体検出器 7200秒
	ホワイトマッシュルーム	あゆみの会 渡辺さん	不検出 (3.7)	不検出 (3.8)	—	可食部 Ge半導体検出器 7200秒

※基本検査対象としては、震災後に収穫・加工された主原料産地が関東(1都6県)、東北6県(福島、宮城、岩手、青森、秋田、山形)、静岡 県のもの。()内は検出限界値です。

【宅配関係】

★(11/1回企画)宅配・庄内柿・・・11/15日～順次発送しました。
★冬のギフト・・・別途ご指定が無い限り、12月中旬のお届け予定です。

【出荷見通し】

●大根(1本/カット)、●キャベツ・・・高温の影響がまだ長引き、病気が発生しています。また高温の為、定植時期をずらした都合、畑の切り替えが間に合っておりません。1本大根、丸キャベツを優先に出荷している状況です。11/19～の週で順次再開の予定です。

【野菜/コメ/食パンの保存につきまして】

●りんご・・・届きましたら冷蔵庫で保管してください。常温ではボケやすいです。

●ぶどう・・・茎部分の水分が少ない場合と若干の玉落ちがあるかもしれません。暑さの影響と味重視のため熟度を上げての収穫が影響しています。ただ、ひどい場合はご連絡ください。

●人参(洗い)・・・産地で人参を洗う際、表皮が擦れ黒く変色する場合があります。生理現象のひとつですが、あまりに酷いものは外していますが、若干の黒ずみはご容赦ください。

●泥付きねぎ：泥付き、袋入りのまま常温に置いておくと傷みやすいです。泥を落して皮をむき、野菜室へ。

●里芋：ビニール袋から出して、紙に包んで野菜室へ。蒸れるとカビます。

●バナナ・・・若干青いのですが食味は良好です。もし黄色いのがお好みでしたら室温で2～3日置いてください。

●お米・・・暖かな部屋での保管ですと、虫の活性が高まります。「野菜室」での保管をおすすめします。

また、米びつや容器の清掃もおすすめ致します。

商品に関する問い合わせは、OCRの意見入力欄
もしくは、こちらのQRコードの「専用問合せフォーム」よりお願いします。

電話番号：0297-48-4911 常総生協 商品部

組合員問合せフォームはこちら

