

## 今週配布のカタログ【10月5回】掲載商品でのシーズン初登場(新物原料)の放射能検査結果(自主検査または外部機関検査)

| 部門 | 注文番号 | 商品名 | 生産者・メーカー名 | 放射性セシウム(Bq/kg) |        |    | 検査方法、または<br>外部検査機関名 |
|----|------|-----|-----------|----------------|--------|----|---------------------|
|    |      |     |           | Cs-137         | Cs-134 | 合計 |                     |

## ■今週お届けしている商品の最新の検査結果

| 注文番号 |    | 商品名        | 生産者・メーカー名 | 放射性セシウム(Bq/kg) |              |     | 検査方法、または<br>外部検査機関名   |
|------|----|------------|-----------|----------------|--------------|-----|-----------------------|
|      |    |            |           | Cs-137         | Cs-134       | 合計  |                       |
| お米   | 契約 | 水海道のめぐみちゃん | 東町耕作者組合   | 0.2            | 不検出<br>(0.1) | 0.2 | 玄米 Ge半導体検出器<br>39600秒 |

## ■定期検査商品の最新の検査結果

|                                                   | 商品名                   | 生産者・メーカー名     | 放射性セシウム(Bq/kg) |              |     | 検査方法、または<br>外部検査機関名   |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------|-----|-----------------------|
|                                                   |                       |               | Cs-137         | Cs-134       | 合計  |                       |
| 週1回のサンプリング検査を実施しています。                             | 八郷小粒納豆3連<br>(タレ・カラシ付) | JAやさと         | 不検出<br>(3.2)   | 不検出<br>(3.5) | —   | 製品 Ge半導体検出器<br>7200秒  |
|                                                   | 飯泉さんの生しいたけ            | なかのきのこ園       | 4.1            | 不検出<br>(3.7) | 4.1 | 可食部 Ge半導体検出器<br>7200秒 |
| 菌茸類については定期検査を実施しています。<br>掲載している検査結果は現時点での最新の結果です。 | 山田さんのしめじ              | 山田さん          | 不検出<br>(3.7)   | 不検出<br>(4.3) | —   | 可食部 Ge半導体検出器<br>7200秒 |
|                                                   | 安田さんのなめこ              | 安田さん          | 不検出<br>(4.3)   | 不検出<br>(4.3) | —   | 可食部 Ge半導体検出器<br>7200秒 |
|                                                   | 舞茸                    | 村上さん          | 不検出<br>(4.8)   | 不検出<br>(3.9) | —   | 可食部 Ge半導体検出器<br>7200秒 |
|                                                   | ホワイトマッシュルーム           | あゆみの会<br>渡辺さん | 不検出<br>(3.7)   | 不検出<br>(3.8) | —   | 可食部 Ge半導体検出器<br>7200秒 |

※基本検査対象としては、震災後に収穫・加工された主原料産地が関東(1都6県)、東北6県(福島、宮城、岩手、青森、秋田、山形)、静岡 県のもの。( )内は検出限界値です。

## 【岩瀬さんの豚肉に関するお知らせ】

- ・酷暑の影響で、岩瀬さんの豚の育成に影響が出ています(増体不良による出荷頭数減)。
- ・欠品の可能性が高いので、もし豚肉が必要な方は比較的安定している「ローズポーク」または「丹沢高原豚」をご利用ください。

## 【お米の保存方法について】

- …室温での保管ですと、虫の活性が高まります。
- …「野菜室」での保管をおすすめします。また、米びつや容器の清掃もおすすめ致します。

## 【野菜/果物/パンの保存につきまして】

- 芋類:ビニール袋から出して、紙に包んで野菜室へ。蒸れるとカビます。
- 「バナナ」:皮の表面が若干青っぽいバナナがお届けされる場合がありますが、追熟加工は実施済みで食べられます。黄色くしたい場合は室温にて2~3日置いてください。
- 豆類…劣化が早いので、届きましたらお早めの調理がおすすめです。
- パン(食パン)…常温でカビが生えやすいです。届いたらスライスして「冷凍庫」がおすすめです。

商品に関する問い合わせは、OCRの意見入力欄

もしくは、こちらのQRコードの「専用問合せフォーム」よりお願いします。

電話番号:0297-48-4911 常総生協 商品部

組合員問合せフォームはこちら

