

今週配布のカタログ【4月4回】掲載商品でのシーズン初登場(新物原料)の放射能検査結果(自主検査または外部機関検査)

部門	注文番号	商品名	生産者・メーカー名	放射性セシウム(Bq/kg)			検査方法、または外部検査機関名
				Cs-137	Cs-134	合計	
お酒	30	おだやか 純米吟醸	仁井田本家 (福島県・郡山市)	不検出 (3.9)	不検出 (3.6)	—	製品 Ge半導体検出器 7200秒
	31	にいだしぜんしゅ 純米原酒					
	32	にいだしぜんしゅ 純米吟醸					

■今週お届けしている商品の最新の検査結果

注文番号	商品名	生産者・メーカー名	放射性セシウム(Bq/kg)			検査方法、または外部検査機関名	
			Cs-137	Cs-134	合計		
農産	68	柏田中の完熟トマト	JALいちかわ 寺田さん、鈴木さん (千葉県・柏市)	不検出 (4.4)	不検出 (4.1)	—	可食部 Ge半導体検出器 7200秒

■定期検査商品の最新の検査結果

	商品名	生産者・メーカー名	放射性セシウム(Bq/kg)			検査方法、または外部検査機関名
			Cs-137	Cs-134	合計	
週1回のサンプリング検査を実施しています。	八郷小粒納豆3連 (タレ・カラシ付)	JAやさと	不検出 (3.2)	不検出 (3.9)	—	製品 Ge半導体検出器 7200秒
	飯泉さんの生しいたけ	なかのきのこ園	7.3	不検出 (4.3)	7.3	可食部 Ge半導体検出器 7200秒
菌茸類については定期検査を実施しています。掲載している検査結果は現時点での最新の結果です。	山田さんのしめじ	山田さん	不検出 (3.7)	不検出 (4.3)	—	可食部 Ge半導体検出器 7200秒
	安田さんのなめこ	安田さん	不検出 (4.3)	不検出 (4.3)	—	可食部 Ge半導体検出器 7200秒
	舞茸	村上さん	不検出 (4.8)	不検出 (3.9)	—	可食部 Ge半導体検出器 7200秒
	ホワイトマッシュルーム	あゆみの会 渡辺さん	不検出 (3.7)	不検出 (3.8)	—	可食部 Ge半導体検出器 7200秒

※基本検査対象としては、震災後に収穫・加工された主原料産地が関東(1都6県)、東北6県(福島、宮城、岩手、青森、秋田、山形)、静岡 県のもの。()内は検出限界値です。

【「紅麴」の報道に関するお知らせ】

常総生協取り扱い商品では、報道されている小林製薬製造の当該紅麴原料は使用しておりません。

【募集】カタログP9掲載「やさとの仲間・平飼卵」:追加募集中です!

・ご希望の方は、生協の配達時に、①ご希望のスタート回、②ご希望パック数のメモ書きを供給担当にお渡しください。

【能登の地震関連につきまして】

毎回の注文用紙の固定・注文番号【500253】番で、1口500円で募金となります。ぜひご協力の程、よろしくお願い致します。

【野菜/果物/コメの保存につきまして】

●柑橘関係:朝の積み込み時に開梱してチェックはしておりますが、見逃す場合もあります。もし傷みなどありましたら、次週で結構ですので「何玉中何玉くらいダメでした」などメモを頂けましたら対応いたします。

●りんご・・・保存は冷蔵庫をお願いいたします。

●芋類:ビニール袋から出して、紙に包んで野菜室へ。蒸れるとカビます。

●バナナ・・・若干青いのですが食味は良好です。もし黄色いのがお好みでしたら室温で2~3日置いてください。

●お米・・・暖かな部屋での保管ですと、虫の活性が高まります。「野菜室」での保管をおすすめします。また、米びつや容器の清掃もおすすめ致します。

商品に関する問い合わせは、OCRの意見入力欄

もしくは、こちらのQRコードの「専用問合せフォーム」よりお願いします。

電話番号:0297-48-4911 常総生協 商品部

組合員問合せフォームはこ

