

部門	注文番号	商品名	生産者・メーカー名	放射性セシウム(Bq/kg)			検査方法、または 外部検査機関名
				Cs-137	Cs-134	合計	

■今週お届けしている商品の最新の検査結果

注文番号	商品名	生産者・メーカー名	放射性セシウム(Bq/kg)			検査方法、または 外部検査機関名
			Cs-137	Cs-134	合計	
お米 契約	水海道のめぐみちゃん	東町耕作者組合	0.2	不検出 (0.1)	0.2	玄米 Ge半導体検出器 39600秒 ※掲載の結果は最高値となり ±

■定期検査商品の最新の検査結果

	商品名	生産者・メーカー名	放射性セシウム(Bq/kg)			検査方法、または 外部検査機関名
			Cs-137	Cs-134	合計	
週1回のサンプリング検査を実施しています。	八郷小粒納豆3連(タレ・カラシ付)	JAやさと	不検出 (3.0)	不検出 (2.7)	—	製品 Ge半導体検出器 7200秒
	飯泉さんの生しいたけ	なかのきのこ園	5.1	不検出 (3.8)	5.1	可食部 Ge半導体検出器 7200秒
菌草類については定期検査を実施しています。 掲載している検査結果は現時点での最新の結果です。	山田さんのしめじ	山田さん	不検出 (3.7)	不検出 (4.3)	—	可食部 Ge半導体検出器 7200秒
	安田さんのなめこ	安田さん	不検出 (4.3)	不検出 (4.3)	—	可食部 Ge半導体検出器 7200秒
	舞茸	村上さん	不検出 (4.8)	不検出 (3.9)	—	可食部 Ge半導体検出器 7200秒
	ホワイトマッシュルーム	あゆみの会 渡辺さん	不検出 (3.7)	不検出 (3.8)	—	可食部 Ge半導体検出器 7200秒

※基本検査対象としては、震災後に収穫・加工された主原料産地が関東(1都6県)、東北6県(福島、宮城、岩手、青森、秋田、山形)、静岡県のもの。()内は検出限界値です。

【冬ギフトカタログについて訂正のお知らせ】

冬カタログ9ページ掲載商品の規格に間違いがありました。下記の通り訂正させていただきます。

・500043番 プレミアム 冬のレイヤーチーズケーキセット

【誤】2種各6個 → 【正】2種各3個

【岩瀬さんの豚肉に関するお知らせ】

- ・酷暑の影響で、岩瀬さんの豚の成育に影響が出ています(増体不良による出荷頭数減)。
- ・欠品の可能性が高いので、もし豚肉が必要な方は比較的安定している「ローズポーク」または「丹沢高原豚」をご利用ください。

【お米の保存方法について】

- ・室温での保管ですと、虫の活性が高まります。
- ・「野菜室」での保管をおすすめします。また、米びつや容器の清掃もおすすめ致します。

【野菜/果物/パンの保存について】

- 芋類:ビニール袋から出して、紙に包んで野菜室へ。蒸れるとカビます。
- 「バナナ」:皮の表面が若干青っぽいバナナがお届けされる場合がありますが、追熟加工は実施済みで食べられます。黄色くしたい場合は室温にて2~3日置いてください。
- パン(食パン)…常温でカビが生えやすいです。届いたらスライスして「冷凍庫」がおすすめです。

商品に関する問い合わせは、OCRの意見入力欄

もしくは、こちらのQRコードの「専用問合せフォーム」よりお願いします。

電話番号:0297-48-4911 常総生協 商品部

